


Implant Innovation

When INNOVATION meets Dental Implant..



INNO Oss⁺ PLUS


FDBA, Human Cortical & Cancellous Bone Powder

FDA, KFDA, AATB의 가이드라인을 준수하며,
철저한 품질관리 체계와 인증된 무균시설에서
안전하게 인체조직을 가공합니다.



제품특징


INNO Oss⁺는 우수한 결과를 보여줍니다



INNO Oss⁺는 Cortical 과 Cancellous bone powder가
이상적인 조합인 50% : 50%로 되어 있어,
이식 후 우수한 bone fusion과 bone structure의
유리력을 보여줍니다


INNO Oss⁺는 편리합니다.

INNO Oss⁺는 가장 효과적인 0.5mm ~ 1.0mm 크기의
particle size입니다.




Product Code	Particle Size	Particle Dose
OSS3P	0.5~1.0mm	0.3 g
OSS6P	0.5~1.0mm	0.6 g


사용방법




시린지 고무캡 제거



셀라인에 수화



시린지 캡을 돌리며
당겨 제거



원하는 부위에 이식